




Series CS y CL

Balanzas Electrónicas Portátiles.



CS



CL

Sólida combinación de diseño, funcionalidad y portabilidad

Las balanzas compactas CS y CL de Ohaus son portátiles y ligeras. Ideales para su uso en aplicaciones de joyería, oficina, cocina, laboratorio, fábrica u oficina. Las aplicaciones pueden incluir control de calidad, formulación, pesaje postal y soluciones dietéticas. Además gracias a sus dos teclas de función son muy sencillas de operar.

- Durables y con la calidad que Ohaus siempre ofrece.
- Protección frente a señales altas de radiofrecuencia para dar resultados exactos y estables.
- Función de auto apagado para ahorro de energía.



Series CS y CL

Balanzas Electrónicas Portátiles.

Especificaciones:

Modelo	CS			CL		
	CS200	CS2000	CS5000	CL201	CL2000	CL5000
Capacidad (g)	200	2000	5000	200	2000	5000
Sensibilidad (g)	0.1	1		0.1	1	
Repetibilidad (Desv. Stand.) (g)	0.1	1		0.1	1	
Linealidad (g)	± 0.1	± 1		± 0.1	± 1	
Unidades	g, lb.oz			g, lb.oz, oz t, dwt		
Rango de tara	Capacidad total por sustracción					
Tiempo de estabilización	3 segundos					
Rango de temperatura de operación	18° a 25°C					
Alimentación eléctrica	3 AA baterías alcalinas (incluidas)					
Adaptador	Adaptador AC (incluido)			Adaptador AC (opcional)		
Calibración	Calibración digital desde el panel					
Pantalla	LCD, dígitos 11 mm de altura			LCD, dígitos de 12 mm de altura		
Platillo (cm)	14.6 x 13.3			12 diámetro		
Dimensiones (L x A x H) (cm)	19.33 x 13.5 x 3.9			20 x 14 x 4		

Características Estándar.

Fácil operación con 2 botones claramente marcados, indicador de batería baja y auto apagado, para prolongar la vida de las baterías, calibración externa, (masas de calibración no incluidas).

Accesorios Opcionales CL.

Platillo de acero inoxidable80010623.
 Portafolio de transporte duro80010624.
 Adaptador universal46001724. (12V plug intercambiable)
 Kit de plug intercambiable46001780.

Accesorios Opcionales CS.

Tazón con capacidad de 1050 ml, adaptador de corriente AC, cubierta de platillo en acero inoxidable, masas de calibración.

Fácil de Ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado ó llame a OHAUS por disponibilidad, garantía y precios.



Series CS y CL



OFICINAS LATINOAMÉRICA
 Ohaus de México, S.A. de C.V.
 Managua 697-404
 Col. Lindavista
 México, D.F. 07300 MEXICO
 Tel: (52) (55) 5752-5748
 Fax: (52) (55) 5752-7029
 01-800-718-0563
 E-mail: ohausmex@ohaus.com.mx
 www.ohaus.com.mx

Ohaus Corporation
 19-A Chapin Road
 Pine Brook, N.J. 07058, USA
 Tel: 01-800-672-7722
 973-377-9000
 Fax: 973-593-0369

ISO 9001: 2000
 Sistema Certificado de Control de Calidad

LUS00-99/E © Copyright Ohaus Corporation

